

VIRTSANÄYTTEENOTTO KOTONA LAPSELTÄ

Ruokailu, juominen ja virtsan rakossa oloaika vaikuttavat virtsan koostumukseen. Mahdollisimman luotettavien tulosten saamiseksi lapsen tulee välittää syömistä ja juomista yön aikana. Aamulla saa juoda lasillisen vettä. Ottakaa näyte aamulla ennen aamiaista, kun edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään 4-6 tuntia. Jos olette poikennut ohjeista, ilmoittakaa siitä näytteen vastaanottajalle.

Näytteenottotarvikkeet

Terveysaseman/sairaalan henkilökunta antaa Teille näytteenottoa varten kannellisen näytepurkin, 1-3 kpl tyhjiönäytepukkeja, salpapussin ja taran tietojen merkitsemistä varten. Tarra liimataan salpapussin päälle. **Näytepukien korkkeja ei saa avata!**

Virtsanäytteen antaminen

Peskää omat kätenne huolellisesti. Avatkaa näytepukin kansi kiertämällä. Älkää koskeko purkin sisäpintaan. Tehkää lapselle alapesu lämpimällä vedellä ilman saip-puaa ja desinfioivia aineita käsisuihku käyttäen.

Antakaa lapsen virtsata ensin WC-pyytyn, kerätkää sen jälkeen virtsaa noin 2/3 purkillista keskeyttämättä virtsasuihku. Loppuvirtsa lasketaan WC-pyytyn.

Pieniltä lapsilta voidaan ottaa näyte lapsen istuessa potalla. Puhtaan potan sisään, lähelle etureunaa laitetaan näyteastia, johon virtsa valuu lapsen virtsatessa.

Näytteen käsittely

Siirtäkää virtsa näytepukiin heti näytteenoton jälkeen. Sulkekaa purkin kansi tiiviisti, poistakaa kannen tarra. Varokaa näyteneulaa! Asettakaa näytepukki pöydälle. Painakaa näytepukki korkki edellä neulaa vasten, kunnes virtsa suihkuaa putkeen. Otta-kaa virtsasuihku lopputua putki pois neulasta vetämällä sitä varovasti ylöspäin. Kääntäkää putki ylösaisin vähintään 8 kertaa. Täyttäkää kaikki näytepukket samalla tavalla. Heittäkää näytepukki roskiin.

Kirjoittakaa tarraan lapsen nimi, henkilötunnus, näytteenottoaika ja edellisestä virtsaamisesta kulunut aika (tuntia). Liimataan tarra salpapussin päälle ja sulkekaa pussi, kun olette laittaneet näytepukket siihen.

Laboratorio ei tutki näytteitä, joista henkilötiedot puuttuvat. Toimitakaa näytepukket laboratorioon mahdollisimman pian saman päivän aikana. Näyte säilyy 8 tuntia huoneenlämmössä. Näytepukket eivät saa jäätä.

ВЗЯТИЕ У РЕБЕНКА ОБРАЗЦА МОЧИ НА АНАЛИЗ ДОМА (VIRTSANÄYTTEENOTTO KOTONA LAPSELTA)

Питание, питье и время нахождения мочи в мочевом пузыре влияют на состав мочи. Для получения наиболее точных результатов ребенку следует избегать принятия пищи и напитков ночью. Утром можно выпить стакан воды. Возьмите образец мочи утром перед завтраком после того как, с момента предыдущего мочеиспускания прошло не менее 4-6 часов. Если Вы отступили от инструкции, сообщите об этом лицу, принимающему образцы мочи. **Принадлежности для взятия образца мочи**

Для взятия мочи персонал поликлиники/больницы выдаст Вам банку с крышкой, 1-3 вакуумные пробирки, пластиковый пакет с застежкой и наклейку для указания ведений. Наклейка наклеивается на пакет. **Не открывайте пробирки!**

с Взятие образца мочи

Тщательно вымойте руки. Откройте банку для мочи, открутив крышку. Не касайтесь внутренней поверхности банки. Подмойте ребенка теплой водой без мыла и дезинфицирующих средств с помощью ручного душа.

Дайте сначала ребенку испустить часть мочи в унитаз, а затем наполните мочой примерно 2/3 банки, не прерывая мочеиспускания. Остальная моча сливается в нитаз.

У

У маленьких детей образцы можно брать используя горшок. Установить сосуд для образца внутрь чистого горшка, у переднего края, куда обычно попадает моча при мочеиспускании ребенка. **Обращение с образцом мочи**

Переместите мочу в пробирку сразу после взятия образца. Плотно закройте банку крышкой, снимите с крышки наклейку. Берегитесь иглы! Поставьте банку с мочой на стол. Надавите пробирку вниз резиновой пробкой на иглу, пока пробирка не наполнится мочой. После того, как моча прекратит поступать в пробирку, снимите пробирку с иглы, осторожно потянув вверх. Переверните пробирку вверх дном не менее 8 раз. Заполните все пробирки таким же образом. Выбросьте банку с крышкой в мусор.

На наклейке укажите имя и личный код ребенка, время взятия у него образца мочи и количество часов, истекших после предыдущего мочеиспускания. Наклейте наклейку на пластиковый пакет, закройте пакет после того, как вы положили в него пробирки. **Лаборатория не исследует образцы, на которых отсутствуют личные данные.** Доставьте пробирки в лабораторию незамедлительно в тот же день. Образец хранится в течение 8 часов при комнатной температуре. Не допускать замерзания пробирок.